

T2リモート対応携帯電話・非対応携帯電話一覧表

最終更新日: 2011年6月23日
Rev.B

DTMF対応: ピポパ音が出る機種

DTMF非対応: ピポパ音が出ない機種(T2リモート非対応)

メーカー	DTMF非対応		DTMF対応		T2リモート対応 ○=操作可能 ×=操作不可能 ▲=未確認	
	電話会社	製品名	電話会社	製品名		
あ行	アップル		Softbank	iPhone	○	
				iPhone4	○	
	iida		au	G11	○	
	NEC	ドコモ	N703i μ	ドコモ	N701i	○
					N705i	○
					N905i	×
					N905i μ	×
					N906i	×
					N906i μ	×
					N-01A	×
					N-02A	×
					N-03A	▲
					N-06A	▲
					N-07A	▲
					N-08A	▲
					N-09A	▲
	N-05B	×				
	N-06B	×				
	N-02C	×				
	NECカシオ		ドコモ	N-04C (MEDIAS)	○	
HTC			Softbank	X02HT	○	
				X05HT	○	
LG			ドコモ	au	ISW11HT (EVO WiMAX)	○
				ドコモ	L-03A	○
					L-03B	○
					L-01C	○
					L-03C	○
					L-04C	○
					L-07C	○
か行	カシオ		au	A5406CA	×	
				W53CA	×	
				W61CA	×	
				W62CA	○	
				G'z One TYPE-X	○	
	京セラ			ウィルコム	WX320K	○
				au	K008 (簡単ケータイ)	○
					K009	○
さ行	シャープ	ドコモ	ドコモ	SH702iD	○	
				SH704i	○	
			Softbank	SH903i	▲	
				SH-04A	○	
				SH-05A	○	
				SH-06A	○	
				SH-07A	○	
				SH-03B	▲	
				SH-07B	○	
				SH-01C	○	

メーカー	DTMF非対応		DTMF対応				
	電話会社	製品名	電話会社	製品名	T2リモート対応 ○=操作可能 ×=操作不可能 ▲=未確認		
さ行	シャープ	ドコモ	SH-05C	Softbank	911SH	▲	
			SH-06C		923SH	▲	
			SH-10C		931SH	▲	
			SH-11C		932SH	▲	
			933SH		▲		
			934SH		▲		
			003SH(GALAPAGOS)		○		
			005SH(GALAPAGOS)		▲		
			006SH(AQUOS PHONE)		○		
			007SH(AQUOS PHONE)		▲		
			au	IS03	○		
				IS05	○		
				SH011	○		
		ソニー エリクソン		ドコモ	SO903iCS	○	
					re	○	
					SO706i	○	
					SO902i	○	
					S005(BRAVIA Phone)	○	
					S006(Cyber-Shotケータイ)	○	
					URBANO MOND	○	
	SO-01C(XPERIA arc)				○		
					au	W44S	○
						W51S	○
			W62S	○			
	SANYO		au	A5518SA	○		
				A5522SA	▲		
	SAMSUNG	ドコモ	GALAXY S				
	ZTE		Softbank	003Z(Libero)	○		
た行	東芝	Softbank	803T	ドコモ	T01A	○	
			813T		T01C(REGZA Phone)	○	
			814T		biblio	○	
			831T		W54T	○	
			912T		IS04(REGZA Phone)	○	
			V604T		T006	○	
				au	T007	○	
					T008	○	
					ウィルコム	WX320T	○
		な行	ノキア			ドコモ	NM705i
	NM706i					○	
は行	パナソニック	Softbank	820P	ドコモ	P701iD	○	
			830P		P706iμ	▲	
			P902is		○		
			P903iTV		▲		
			P903ix		○		
			P904i		○		
			P905i		▲		
			P906i		○		
			P-01A		○		
			P-02A		○		
			P-03A		○		
			P-04A		▲		
			P-05A		○		
			P-06A		○		
			P-07A		○		
			P-08A		○		

メーカー		DTMF非対応		DTMF対応						
		電話会社	製品名	電話会社	製品名	T2リモート対応 ○=操作可能 ×=操作不可能 ▲=未確認				
は行	パナソニック			ドコモ	P-09A	○				
					P-10A	○				
					P-07B	○				
					P-03C	○				
				Softbank	921P	○				
	au	W61P	×							
	富士通	ドコモ			ドコモ	F883i	○			
						F-05A	▲			
						F-07A	▲			
						らくらくホン6	▲			
									らくらくホンページックII	▲
	日立			au	W62H	▲				
	PENTECH			au	IS06(SIRIUS α)	×				
					PT001(簡単ケータイ)	○				
ま行	三菱	ドコモ	D902i							
			D905i							
	モトローラ			ドコモ	m702iS	○				
ら行	リサーチ			ドコモ	blackberry Cruve 9300	○				

- * 本表のT2リモート対応の○×は、スターキージャパンによる試験結果に基づいており、携帯電話の動作を保証するものではありません。これから携帯電話をお求めになる場合には、ご購入前にT2リモートで操作できることをご確認いただくことをお奨め致します。
- * 本表に記載されている携帯電話は、販売が終了している製品もあります。販売中であるかは、携帯電話の販売店等にお問い合わせ下さい。
- * 本表は予告なく更新される場合があります。