

2009/7/13

プレス・リリース

**ドライブアーキテクチャを搭載した
最先端デジタル補聴器
Sシリーズ、SシリーズR I C発売のお知らせ**

スターキージャパン株式会社（本社：神奈川県横浜市 以下：スターキージャパン、代表取締役 高木 日出夫）は、この度ドライブアーキテクチャを搭載した最先端デジタル補聴器、Sシリーズ、SシリーズR I Cを2009年7月22日に発売いたします。

スターキージャパンは、オーダーメイド補聴器の先駆者として、常に業界をリードしている米国スターキー・ラボラトリーズ社（本社：米国ミネソタ州、社長：ジェリー・ルジツカ、以下：スターキー）の日本法人として、1992年1月に発足しました。スターキーは、全世界22カ所の生産拠点と3,500名以上の社員を擁する世界最大の補聴器専門メーカーであり、世界6大補聴器メーカーの一つです。

今回発売する2器種のデジタル補聴器、**Sシリーズ**と**SシリーズR I C**は、定評いただいている弊社デスティニー、Z o nシリーズを基に新たに開発した画期的な補聴器です。Sシリーズ、SシリーズR I Cの開発意図は、補聴器ユーザー様に対して「性能」「快適性」「パーソナライゼーション」を最適化する事で補聴器の満足度を最大にする事です。その為、ハード、ソフト（OS、アルゴリズム）、フィッティングソフトを新規に開発しました。

Sシリーズは新たに開発されたドライブアーキテクチャ（マルチコア、オープンアーキテクチャー）と、デジタル信号処理のオペレーティングシステム（ブルーウェーブ2）で、従来製品の3倍の処理速度と2倍のメモリー容量を実現しました。この事で以下の様な特徴が更に強化されました。

*主たる機能

1、最強のフィードバックキャンセレーション

ピュアウェーブ・フィードバック・エリミネータでフィードバックが強力に防止できる。

(ア) 従来の弊社製品と比較して20%余裕安定利得が改善しました。

(イ) オープンフィッティングに伴う複雑なフィードバックに対して最大15dB改善しました。

(ウ) フィードバックを防止しながら、きこえに必要な利得を確保しました。

2、音響シーンアナライザー

騒音下で、最高レベルの快適性と明瞭性をもたらす為の性能を最大にする統合システム。

(ア) インビジョン指向性

① 複雑なバックグラウンドノイズ下（暗騒音下）で、業界でクラス最高の指向性性能。

(イ) オーディオスケープ

- ① 特定チャンネルでのSNR演算で、複雑な騒音環境下でより良い性能を提供します。

(ウ) T2リモート

- ① プッシュトーン（ピポパ）の携帯電話で補聴器のボリュームの調整、メモリー切換え、ミュートの切換えができます。

3、ライブREM機能

補聴器が装着されている状態で耳の中の音響特性を測定します。

- (ア) 早く正確なベストフィットが行えます。補聴器専門家がフィッティングする際の中心になります。

4、アブソリュートパワー

今まで耳あな形補聴器、RICタイプ補聴器では出来なかった重度難聴まで対応します。

- (ア) 71dB レシーバ（2cc）が搭載できます。

- (イ) 搭載器種：SシリーズRIC、Sシリーズカスタマイヤ、Sシリーズイントラ

Sシリーズ、SシリーズRICの製品説明

1、Sシリーズ、SシリーズRICの外観

左から、SシリーズRIC、Sシリーズカスタマイヤ、Sシリーズイントラ、Sシリーズティンパネット



2、SシリーズRICのカラーバリエーション

オニキス（黒色）、パール（真珠色）、スターリング（銀色）

ブロンズ（こげ茶色）、スレート（灰色）、シャンパン（黄褐色）

3、価格（標準仕様の価格）

シリーズ	Sシリーズ（耳あな形）		SシリーズRIC	
	片耳	両耳	片耳	両耳
S 1 1	380,000 円	646,000 円	380,000 円	646,000 円
S 9	300,000 円	510,000 円	300,000 円	510,000 円
S 7	220,000 円	374,000 円	220,000 円	374,000 円
S 5	160,000 円	272,000 円	160,000 円	272,000 円

【参考資料】

◆ スターキージャパン会社概要：

- 社 名： スターキージャパン株式会社
- 設 立： 1992年1月
- 資 本 金： 1億7,101万円
- 代 表 取 締 役： 高木 日出夫
- 事 業 内 容： 補聴器の製造・販売および関連製品の輸入・販売
- U R L： <http://www.starkey-japan.co.jp/>

◆ スターキー会社概要：

- 社 名： スターキー・ラボラトリーズ (Starkey Laboratories, Inc.)
- 創 業： 1967年
- 社 長： ジェリー・ルジツカ
- 事 業 内 容： 補聴器および関連製品の開発・製造・販売
- U R L： <http://www.starkey.com/>

スターキージャパン株式会社
 広報担当：入江 智子
 電話：045-942-7238 email：sj_pr@starkey.com
 【製品についてのお問合せ先】
 スターキージャパン株式会社 カスタマーサービス
 電話：0120-045-190 FAX：045-942-7158