

価格/性能比較一覧

2012/1/26現在

スターキー補聴器の一覧表です。
補聴器のご購入を検討される際などにご参照下さい。

	器種	分類	スタイル	価格 (非課税)	適応聴力	最大音響利得 (dB)	90dB最大出力音圧レベル(dB)	誘導コイル感度 (dB SPL)	使用電池	電池寿命(時間)	
Xシリーズ	X110	耳あな型	オトレンズ(OTOLens)	470,000円	軽～中	43-48	124	-	PR536(10A)	65	
	X110、X90、X70	耳あな型	ビーンズ(Deep CIC)	260,000円～420,000円	軽～中	43-48	123-124	-	PR536(10A)	65	
	X110、X90、X70、イグナイト30、イグナイト20	耳あな型	ティンパネット(CIC)	140,000円～400,000円	軽～中	43-48	123-124	-	PR536(10A)	65	
			イントラ(ITC)	140,000円～400,000円 (指向性付は+20,000)	軽～高	48-58	124-128	-	PR41(312)	120-125	
			カスタムイヤ(ITE)	140,000円～400,000円 (指向性付は+20,000)	軽～高	53-68	128-136	77-108*	PR48(13)	195-210	
	X110、X90、X70、イグナイト30	耳あな型	アブソリュートパワー(ITC,ITE)	200,000円～420,000円	高～重	68-78	136-143	109*	PR48(13)/PR41(312)	150/85-110	
			スケルトン	205,000円～425,000円	軽～中	43-48	123-124	-	PR41(312)/PR536(10A)	125/65	
	X110、X90、X70、イグナイト30、イグナイト20	耳かけ型	BTE312	120,000円～380,000円	軽～高	65	135	93	PR41(312)	95	
			BTE13スタンダード	120,000円～380,000円	軽～高	70	139	97	PR48(13)	160	
			BTE13パワー	120,000円～380,000円	中～重	77	142	102	PR48(13)	150	
			BTE13パワープラス	140,000円～400,000円	高～重	84	146	102	PR48(13)	140	
			ジーノ(Xino)	120,000円～380,000円	軽～高	61	130	81	PR536(10A)	65	
	X110、X90、X70、イグナイト30	耳かけ型	RIC312(50ゲイン)	120,000円～380,000円	軽～高	61	130	81	PR41(312)	100	
			RIC13(50ゲイン)	120,000円～380,000円	軽～高	61	130	81	PR48(13)	175	
			RIC3127アソルトパワー	180,000円～400,000円	高～重	79	141	105	PR41(312)	85	
SシリーズiQ	SシリーズiQ (iQ11,iQ9,iQ7)	耳あな型	ビーンズ(Deep CIC)	240,000円～400,000円	軽～中	43-48	123	-	PR536(10A)	55-70	
			ティンパネット(CIC)	220,000円～380,000円	軽～中	43-48	123	-	PR536(10A)	60-70	
			イントラ(ITC)	220,000円～380,000円 (指向性付は+20,000)	軽～高	48-58	123-128	-	PR41(312)	118-123	
			カスタムイヤ(ITE)	220,000円～380,000円 (指向性付は+20,000)	軽～高	53-68	128-136	77-109*	PR48(13)	209-220	
			アブソリュートパワー(ITC,ITE)	240,000円～400,000円	高～重	79	144	77-109*	PR48(13)/PR41(312)	150/80	
	SシリーズiQ RIC (iQ11,iQ9,iQ7)	耳かけ型	スケルトン	245,000円～405,000円	軽～中	43-48	123	-	PR41(312)/PR536(10A)	118-143/60-70	
			40ゲイン	220,000円～380,000円	軽～中	51	126	97	PR41(312)	110	
	Sシリーズ	Sシリーズ5	耳あな型	50ゲイン	220,000円～380,000円	軽～高	61	130	97	PR41(312)	95
				アブソリュートパワー	240,000円～400,000円	高～重	79	144	97	PR41(312)	80
				ティンパネット(CIC)	160,000円	軽～中	43-48	123	-	PR536(10A)	60-70
				イントラ(ITC)	160,000円 (指向性付は+20,000)	軽～高	48-58	123-128	-	PR41(312)	118-123
				カスタムイヤ(ITE)	160,000円 (指向性付は+20,000)	軽～高	53-68	128-136	77-109*	PR48(13)	209-220
		Sシリーズ5 RIC	耳かけ型	アブソリュートパワー	180,000円	高～重	79	144	77-109*	PR48(13)/PR41(312)	150/80
				スケルトン	185,000円	軽～中	43-48	123	-	PR41(312)/PR536(10A)	118-143/60-70
		eシリーズ	eシリーズ3 RIC	耳かけ型	40ゲイン	160,000円	軽～中	51	126	97	PR41(312)
50ゲイン					160,000円	軽～高	61	130	97	PR41(312)	95
アブソリュートパワー					180,000円	高～重	79	144	97	PR41(312)	80
eシリーズ2 eシリーズ(3,2)			耳かけ型	(BTE)	78,000円	軽～高	74	139	99	PR48(13)	200
				ティンパネット(CIC)	98,000円～120,000円	軽～中	43-48	123	-	PR536(10A)	60-70
M13スイーブ			耳かけ型	イントラ(ITC)	98,000円～120,000円	軽～高	48-58	123-128	-	PR41(312)	118-123
				カスタムイヤ(ITE)	98,000円～120,000円	軽～高	53-68	126-136	77-109*(e3)	PR48(13)	209-220
				(BTE)	220,000円～380,000円	軽～高	70	135	97	PR48(13)	200
M13スイーブPower	耳かけ型		(BTE)	120,000円～160,000円	軽～高	70	135	97	PR48(13)	200	
			(BTE)	220,000円～380,000円	軽～高	78	146	102	PR48(13)	140	
M312スイーブ	耳かけ型		(BTE)	120,000円～160,000円	軽～高	78	146	102	PR48(13)	140	
			(BTE)	220,000円～380,000円	軽～高	65	131	-	PR41(312)	105	
デスティニー	耳かけ型		(BTE)	120,000円～160,000円	軽～高	65	131	-	PR41(312)	105	
			K13デスティニー(1200,800,400)	オープン	軽～高	74	143	99	PR48(13)	200	
			P675デスティニー	(BTE)	220,000円	中～重	84	147	118	PR44(675)	250
DP8	耳かけ型	デスティニーOTE(1200,400,200)	(BTE)	59,800円～89,800円	軽～中	51	126	-	PR41(312)	110	
		DP8	(BTE)	98,000円	高～重	86	144	114	PR44(675)	280	
		DP7	(BTE)	68,000円	軽～高	72	137	86	PR48(13)	200	
インテリシリーズ	デジインテリ	耳あな型	DP7 プラス	(BTE)	68,000円	軽～高	77	137	86	PR48(13)	200
			ティンパネット(CIC)	165,000円	軽～高	40-50	116-126	-	PR536(10A)	68-81	
	デジディスカバー	耳あな型	イントラ(ITC)	125,000円	軽～高	40-55	116-128	-	PR41(312)	120-144	
			カスタムイヤ(ITE)	125,000円	軽～高	50-60	126-128	62-82*	PR48(13)	226-260	
			ティンパネット(CIC)	148,000円	軽～高	30-50	118-123	-	PR536(10A)	63-88	
			イントラ(ITC)	98,000円	軽～高	40-55	121-126	-	PR41(312)	112-156	
	デジインテリパワー	耳あな型	カスタムイヤ(ITE)	98,000円	軽～高	50-60	126-128	87-91*	PR48(13)	185-271	
			イントラ(ITC)	165,000円	中～高	60-65	129-131	-	PR41(312)	102-140	
	デジウルトラパワー	耳あな型	カスタムイヤ(ITE)	165,000円	高	60-70	131-136	93-98*	PR48(13)	169-226	
			カスタムイヤ(ITE)	175,000円	高	74	136	93-98*	PR48(13)	169-226	

*オプション(ITEのみ)

	器種	分類	スタイル	価格 (非課税)	骨導適応聴力 (dB HL)	最大音響機械感度レベル(dB)	90dB最大出力フォースレベル (dB OFFL)	誘導コイル感度 (dB OFL)	使用電池	電池寿命(時間)
骨導補聴器	F228D骨導補聴器	骨導	メガネ形	240,000円 (460,000円)	30	48	121	90	PR44(675)	329
	F229D骨導補聴器		メガネ形	220,000円 (420,000円)	25	50	114	95	PR44(675)	329
	miniデジタル骨導補聴器		カチューシャ形	180,000円 (330,000円)	25	49	116	-	PR48(13)	200

- 耳あな形補聴器及び耳かけ形補聴器のデータはJIS C 5512(2000)に基づいて測定されています。
- 骨導補聴器のデータはIEC 118-9(1987)にも基づいて測定されています。
- 実際の電池寿命は使用状態によって変化します。
- 改良のため、仕様は予告なく変更される場合があります。

聴力レベル	
軽度難聴	20-40dB
中等度難聴	40-70dB
高度難聴	70-90dB
重度難聴	90dB以上

()は両耳価格