

# 価格/性能比較一覧

2010/8/30現在

スターキー補聴器の一覧表です。  
補聴器のご購入を検討される際などにご参照下さい。

器種	分類	スタイル	価格 (非課税)	適応聴力	最大音響利得 (dB)	90dB最大出力音圧レベル(dB)	使用電池	電池寿命(時間)	
SシリーズiQ	耳あな形	ティンパネット(CIC)	220,000円~380,000円	軽度~中等度	43-48	123	PR536(10A)	60-70	
		イントラ(ITC)	220,000円~380,000円 (指向性付は+20,000)	軽度~高度	48-58	123-128	PR41(312)	118-123	
		カスタムイヤ(ITE)	220,000円~380,000円 (指向性付は+20,000)	軽度~高度	53-68	128-136	PR48(13)	209-220	
		アブソリュートパワー(ITC,ITE)	240,000円~400,000円	高度~重度	79	144	PR48(13)/PR41(312)	150/80	
		スケルトン	245,000円~405,000円	軽度~中等度	43-48	123	PR41(312)/PR536(10A)	118-143/60-70	
SシリーズiQ RIC	耳かけ形	40ケイン	220,000円~380,000円	軽度~中等度	51	126	PR41(312)	110	
		50ケイン	220,000円~380,000円	軽度~高度	61	130	PR41(312)	95	
		アブソリュートパワー	240,000円~400,000円	高度~重度	79	144	PR41(312)	80	
		ティンパネット(CIC)	160,000円	軽度~中等度	43-48	123	PR536(10A)	60-70	
		イントラ(ITC)	160,000円 (指向性付は+20,000)	軽度~高度	48-58	123-128	PR41(312)	118-123	
Sシリーズ	耳あな形	カスタムイヤ(ITE)	160,000円 (指向性付は+20,000)	軽度~高度	53-68	128-136	PR48(13)	209-220	
		アブソリュートパワー(ITC,ITE)	180,000円	高度~重度	79	144	PR48(13)/PR41(312)	150/80	
		スケルトン	185,000円	軽度~中等度	43-48	123	PR41(312)/PR536(10A)	118-143/60-70	
		40ケイン	160,000円	軽度~中等度	51	126	PR41(312)	110	
		50ケイン	160,000円	軽度~高度	61	130	PR41(312)	95	
Sシリーズ5 RIC	耳かけ形	アブソリュートパワー	180,000円	高度~重度	79	144	PR41(312)	80	
		40ケイン	120,000円	軽度~中等度	51	126	PR41(312)	110	
		50ケイン	120,000円	軽度~高度	61	130	PR41(312)	95	
		アブソリュートパワー	180,000円	高度~重度	79	144	PR41(312)	80	
		40ケイン	120,000円	軽度~中等度	51	126	PR41(312)	110	
eシリーズ	耳かけ形	50ケイン	120,000円	軽度~高度	61	130	PR41(312)	95	
		eシリーズ2	78,000円	軽度~高度	74	139	PR48(13)	200	
		eシリーズ3(3.2)	78,000円	軽度~高度	74	139	PR48(13)	200	
		ティンパネット(CIC)	98,000円~120,000円	軽度~中等度	43-48	123	PR536(10A)	60-70	
		イントラ(ITC)	98,000円~120,000円	軽度~高度	48-58	123-128	PR41(312)	118-123	
M13スイープ	耳かけ形	カスタムイヤ(ITE)	98,000円~120,000円	軽度~高度	53-68	126-136	PR48(13)	209-220	
		(BTE)	220,000円~380,000円	軽度~高度	70	135	PR48(13)	200	
		(BTE)	120,000円~160,000円	軽度~高度	70	135	PR48(13)	200	
		iQS11,iQS9,iQS7	220,000円~380,000円	軽度~高度	65	131	PR41(312)	105	
		S5,e3	120,000円~160,000円	軽度~高度	65	131	PR41(312)	105	
M312スイープ	耳かけ形	(BTE)	220,000円~380,000円	軽度~高度	65	131	PR41(312)	105	
		(BTE)	120,000円~160,000円	軽度~高度	65	131	PR41(312)	105	
		K13デスティニー(1200,800,400)	(BTE)	オープン	軽度~高度	74	143	PR48(13)	200
		P675デスティニー	(BTE)	220,000円	中等度~重度	84	147	PR44(675)	250
		デスティニーOTE(1200,400,200)	(BTE)	59,800円~89,800円	軽度~中等度	51	126	PR41(312)	110
DP8	耳かけ形	DP8	98,000円	高度~重度	86	144	PR44(675)	280	
		DP7	68,000円	軽度~高度	72	137	PR48(13)	200	
DP7	耳かけ形	DP7 プラス	68,000円	軽度~高度	77	137	PR48(13)	200	
		(BTE)	68,000円	軽度~高度	77	137	PR48(13)	200	
インテリシリーズ	耳あな形	ティンパネット(CIC)	165,000円	軽度~高度	40-50	116-126	PR536(10A)	68-81	
		イントラ(ITC)	125,000円	軽度~高度	40-55	116-128	PR41(312)	120-144	
		カスタムイヤ(ITE)	125,000円	軽度~高度	50-60	126-128	PR48(13)	226-260	
		ティンパネット(CIC)	148,000円	軽度~高度	30-50	118-123	PR536(10A)	63-88	
		イントラ(ITC)	98,000円	軽度~高度	40-55	121-126	PR41(312)	112-156	
		カスタムイヤ(ITE)	98,000円	軽度~高度	50-60	126-128	PR48(13)	185-271	
		イントラ(ITC)	165,000円	中等度~高度	60-65	128-131	PR41(312)	102-140	
		カスタムイヤ(ITE)	165,000円	高度	60-70	131-136	PR48(13)	169-226	
		カスタムイヤ(ITE)	175,000円	高度	74	136	PR48(13)	169-226	
		B13DX	(BTE)	68,000円	軽度~高度	58	136	PR48(13)	169
B13DX AGC	(BTE)	78,000円	軽度~高度	58	136	PR48(13)	169		

器種	分類	スタイル	価格 (非課税)	骨導適応聴力 (dB HL)	最大音響機械感度レベル(dB)	90dB最大出力フォースレベル (dB OFFL)	使用電池	電池寿命(時間)
骨導補聴器	骨導	メガネ形	240,000円 (460,000円)	30	48	121	PR44(675)	329
		メガネ形	220,000円 (420,000円)	25	50	114	PR44(675)	329
		カチューシャ形	180,000円 (330,000円)	25	49	116	PR48(13)	200

( )は両耳価格

- 耳あな形補聴器及び耳かけ形補聴器のデータはJIS C 5512(2000)に基づいて測定されています。
- 骨導補聴器のデータはIEC 118-9(1987)にも基づいて測定されています。
- 実際の電池寿命は使用状態によって変化します。
- 改良のため、仕様は予告なく変更される場合があります。

聴力レベル	
軽度難聴	20-40dB
中等度難聴	40-70dB
高度難聴	70-90dB
重度難聴	90dB以上